


「AED 消耗品交換時期」 表示ラベル

※点線に沿ってお切りの上ご活用ください

| AED消耗品交換時期 | | | |
|---|---------------------------|------|----------|
|  | パッド | 成人 | 次回交換 年 月 |
| | | 成人 | 次回交換 年 月 |
| | | 小児 | 次回交換 年 月 |
|  | バッテリー (目安: AED装着日より4年) | 次回交換 | 年 月 |
| *バッテリーは設置環境や使用状況などによって使用期間が異なります。 | | | |
| OTH-AED16_01 | | | |

| AED消耗品交換時期 | | | |
|---|---------------------------|------|----------|
|  | パッド | 成人 | 次回交換 年 月 |
| | | 成人 | 次回交換 年 月 |
| | | 小児 | 次回交換 年 月 |
|  | バッテリー (目安: AED装着日より4年) | 次回交換 | 年 月 |
| *バッテリーは設置環境や使用状況などによって使用期間が異なります。 | | | |
| OTH-AED16_01 | | | |

| AED消耗品交換時期 | | | |
|---|---------------------------|------|----------|
|  | パッド | 成人 | 次回交換 年 月 |
| | | 成人 | 次回交換 年 月 |
| | | 小児 | 次回交換 年 月 |
|  | バッテリー (目安: AED装着日より4年) | 次回交換 | 年 月 |
| *バッテリーは設置環境や使用状況などによって使用期間が異なります。 | | | |
| OTH-AED16_01 | | | |

| AED消耗品交換時期 | | | |
|---|---------------------------|------|----------|
|  | パッド | 成人 | 次回交換 年 月 |
| | | 成人 | 次回交換 年 月 |
| | | 小児 | 次回交換 年 月 |
|  | バッテリー (目安: AED装着日より4年) | 次回交換 | 年 月 |
| *バッテリーは設置環境や使用状況などによって使用期間が異なります。 | | | |
| OTH-AED16_01 | | | |